

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>ZENIT RA ANA Screen</b>  | Distribuito da<br> |
| <b>ISTRUZIONI<br/>PER L'USO</b>   |   <br>100 |                    |

## FINALITA' D'USO

Il test *ZENIT RA ANA Screen* è un test immunologico chemiluminescente (CLIA) per la determinazione, con strumentazione dedicata *ZENIT RA Analyser*, degli anticorpi specifici di classe IgG diretti contro gli antigeni dsDNA, Centromero B, SS-A/Ro (60 kDa e 52 kDa), SS-B/La, Sm, U1-snRNP (70 kDa, A e C), Scl-70 e Jo-1 in campioni di siero o plasma umano (EDTA).

Questo dosaggio viene impiegato come ausilio diagnostico nella valutazione delle malattie autoimmuni sistemiche reumatiche.

**ATTENZIONE:** Qualunque decisione medica non può essere basata sul risultato di questo solo test, ma va fondata sulla valutazione dell'insieme di tutti i dati clinici e di laboratorio disponibili.

## SIGNIFICATO CLINICO

Gli autoanticorpi anti-antigeni nucleari (ANA) rappresentano una nutrita famiglia di autoanticorpi non-organo e non-specie-specifici la cui rilevazione è di grande importanza nella diagnosi di laboratorio delle malattie autoimmuni sistemiche reumatiche<sup>(1,2,3,4)</sup>.

Le malattie autoimmuni sistemiche si caratterizzano, dal punto di vista laboratoristico, per la presenza di autoanticorpi antinucleo (ANA). Gli ANA sono il primo test autoanticorpale da richiedere nel paziente con sospetta patologia autoimmune sistemica. La ricerca degli ANA si esegue in genere con la metodica di immunofluorescenza indiretta (IFI) su un monostrato di cellule HEp-2; la positività per ANA in IFI indica la presenza di autoanticorpi diretti contro diversi antigeni nucleari (DNA, istoni, proteine non istoniche, antigeni nucleolari etc.) o citoplasmatici<sup>(5,6)</sup>. La positività degli ANA a titolo significativo deve essere approfondita con la ricerca degli autoanticorpi anti-ENA, anti-dsDNA ed anti-CENP-B. Il riscontro di positività degli ANA e di una o più specificità per anti-ENA, anti-dsDNA e/o anti-CENP-B è estremamente suggestiva per patologie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico (LES), sindrome di Sjögren (SS), sclerosi sistemica progressiva (SSp), dermatomiosite-polimiosite (DM/PM) e malattia mista del tessuto connettivo (MCTD).

Gli autoanticorpi anti-ANA più utili e comunemente ricercati sono anti SS-A/Ro, anti SS-B/La, anti-Sm, anti-RNP, anti-Scl70, anti-Jo1, anti-dsDNA e anti-CENP-B.

Vale la pena di ricordare che :

- la positività di autoanticorpi anti SS-A e SS-B è criterio di diagnosi di sindrome di Sjögren e di LES<sup>(7)</sup>;
- la positività di autoanticorpi anti-dsDNA ed anti Sm è criterio di diagnosi di LES<sup>(8)</sup>;
- la positività di autoanticorpi anti Jo-1 è criterio di diagnosi di dermatopolimiosite<sup>(9,10)</sup>;
- la positività di autoanticorpi anti-centromero (ACA) o anti-topoisomerasi (anti Scl-70) è criterio di classificazione e diagnosi dei sottotipi di sclerosi sistemica, diffusa (dSSc) o limitata (ISSc)<sup>(11,12)</sup>;
- la positività di autoanticorpi anti RNP è criterio di diagnosi di malattia mista del tessuto connettivo (MCTD)<sup>(13)</sup>.

## PRINCIPIO DEL METODO

---

Il kit ZENIT RA ANA Screen per la determinazione degli anticorpi specifici di classe IgG diretti contro gli antigeni dsDNA, Centromero B, SS-A/Ro (60 kDa e 52 kDa), SS-B/La, Sm, U1-snRNP (70 kDa, A e C), Scl-70 e Jo-1 utilizza un metodo immunologico indiretto a due step basato sul principio della chemiluminescenza.

Gli antigeni specifici sono utilizzati per rivestire le particelle magnetiche (fase solida) ed un anticorpo anti-IgG umana è marcato con un derivato dell'estere di acridinio (coniugato).

Durante la prima incubazione gli anticorpi specifici presenti nel campione, nei calibratori o nei controlli si legano alla fase solida.

Durante la seconda incubazione il coniugato reagisce con gli anticorpi IgG sequestrati dalla fase solida.

Dopo ciascuna incubazione il materiale non legato alla fase solida è rimosso mediante aspirazione e susseguente lavaggio.

La quantità di coniugato marcato rimasto legato alla fase solida viene valutata mediante attivazione della reazione di chemiluminescenza e misura del segnale luminoso. Il segnale generato, espresso in unità relative di luce (RLU, Relative Light Unit), è indicativo della quantità degli anticorpi specifici presenti nel campione, nei calibratori e nei controlli.

## AUTOMAZIONE

---

Lo strumento ZENIT RA Analyser esegue in automatico tutte le operazioni previste dal protocollo di dosaggio: aggiunta nel contenitore di reazione dei campioni, calibratori, controlli, particelle magnetiche, coniugato e soluzioni di attivazione della chemiluminescenza; separazione magnetica e lavaggio delle particelle; misura della luce emessa.

Il sistema calcola i risultati del dosaggio per i campioni ed i controlli mediante curva di calibrazione memorizzata e stampa un rapporto che include tutte le informazioni relative al dosaggio ed al paziente.

## MATERIALI E REAGENTI

Materiali e reagenti forniti

|      |   |    |        |
|------|---|----|--------|
| REAG | 1 | MP | 2.5 mL |
|------|---|----|--------|

Particelle magnetiche rivestite con antigeni dsDNA, Centromero B, SS-A/Ro (60 kDa e 52 kDa), SS-B/La, Sm, U1-snRNP (70 kDa, A e C), Scl-70 e Jo-1 in Tampone Fosfato contenente proteine stabilizzanti, Pro-Clin 300 e sodio azide (< 0.1 %) come conservanti.

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| REAG | 2 | CONJ | 25 mL |
|------|---|------|-------|

Anticorpo policlonale di capra anti-IgG umane marcato con un derivato dell'estere di acridinio (coniugato), in Tampone Fosfato contenente proteine stabilizzanti e sodio azide (< 0.1 %) come conservante.

|      |   |     |       |
|------|---|-----|-------|
| REAG | 3 | DIL | 25 mL |
|------|---|-----|-------|

Soluzione Diluente Campioni: Tampone Fosfato contenente sieralbumina bovina, un tensioattivo, un colorante blu inerte, Pro-Clin 300 e Gentamicina SO<sub>4</sub> come conservanti.

|      |   |       |        |
|------|---|-------|--------|
| REAG | 4 | CAL A | 1.6 mL |
|------|---|-------|--------|

Siero umano negativo per anticorpi anti-ANA IgG in Tampone Fosfato contenente sieralbumina bovina, un tensioattivo, un colorante blu inerte, Pro-Clin 300 e Gentamicina SO<sub>4</sub> come conservanti.

|      |   |       |        |
|------|---|-------|--------|
| REAG | 5 | CAL B | 1.6 mL |
|------|---|-------|--------|

Siero umano con bassa concentrazione di anticorpi anti-ANA IgG in Tampone Fosfato contenente sieralbumina bovina, un tensioattivo, un colorante blu inerte, Pro-Clin 300 e Gentamicina SO<sub>4</sub> come conservanti.

Tutti i reagenti sono pronti per l'uso.

I reagenti 1, 2 e 3 sono assemblati in un unico insieme che costituisce la cartuccia reagenti.

Le concentrazioni di anticorpi specifici presenti nei Calibratori sono espresse in Index (rapporto tra la risposta del Calibratore e la risposta Cut-Off) e sono tarate contro uno standard di riferimento interno. I valori di Index, specifici per lotto di prodotto, sono registrati nel DATA DISK inserito nel kit.

**DATA DISK**

Mini-DVD contenente le informazioni riguardanti tutti i prodotti della Linea ZENIT (Reagenti, Calibratori, Sieri di controllo) aggiornati all'ultimo lotto produttivo con l'esclusione dei prodotti scaduti alla data di compilazione del nuovo DATA DISK.

E' sufficiente conservare il DATA DISK con il numero di lotto più elevato per mantenere aggiornate le informazioni richieste per il corretto funzionamento del sistema.

**Materiali e reagenti richiesti ma non forniti nel kit**

- ZENIT RA Analyzer Cod. No. 41400
- ZENIT RA Cuvette Cube \* Cod. No. 41402  
Confezione da 960 cuvette.
- ZENIT RA System Liquid \* Cod. No. 41409  
1 bottiglia da 0.5 litri di soluzione 10x.
- ZENIT RA Wash Solution \* Cod. No. 41407  
1 bottiglia da 0.5 litri di soluzione 20x.
- ZENIT RA Trigger Set \* Cod. No. 41403  
1 flacone da 250 mL di Trigger A (soluzione di preattivazione)  
1 flacone da 250 mL di Trigger B (soluzione di attivazione)
- ZENIT RA D-SORB Solution Cod. No. 41436  
Confezione da 2 bottiglie da 1 litro di soluzione pronta per l'uso.
- ZENIT RA Cartridge Checking System \* Cod. No. 41401
- ZENIT RA Top Cap Set Cod. No. 41566  
300 tappi superiori per la chiusura dei contenitori dei calibratori dopo il primo utilizzo.

(\*) Lo strumento ZENIT RA Analyzer e gli accessori identificati dall'asterisco sono fabbricati da Immunodiagnostic Systems S.A., Rue E. Solvay, 101, B-4000 Liège, Belgium e distribuiti da A. Menarini Diagnostics Srl.

**Altri Reagenti Raccomandati**

ZENIT RA ANA SCREEN CONTROL SET

Cod. No. 41453

3 fiale da 1.5 mL di siero umano negativo e 3 fiale da 1.5 mL di siero umano positivo per anticorpi anti-ANA.

---

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

---

I reagenti forniti nel kit *ZENIT RA ANA Screen* sono solo per uso diagnostico in vitro e non per uso in vivo in uomini o animali.

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta osservanza alle istruzioni riportate nel presente documento da utilizzatori professionali.

Menarini non può essere ritenuta responsabile di perdite o danni generati da un uso non conforme alle istruzioni fornite.

### Precauzioni di sicurezza

Questo prodotto contiene materiale di origine animale e pertanto deve essere manipolato come se contenesse agenti infettanti.

Questo prodotto contiene componenti di origine umana. Tutte le unità di siero o plasma utilizzate per la fabbricazione dei reagenti di questo kit sono state analizzate con metodi FDA approvati e trovate non reattive per la presenza di HBsAg, anti-HCV, anti-HIV1 ed anti-HIV2.

Tuttavia, poiché nessun metodo di analisi è in grado di garantire l'assenza di agenti patogeni, tutto il materiale di origine umana deve essere considerato potenzialmente infetto e manipolato come tale.

In caso di imballaggio danneggiato con fuoriuscita dei reagenti provvedere alla decontaminazione dell'area interessata con una soluzione diluita di Ipoclorito di Sodio dopo essersi protetti con idonei dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, occhiali).

Provvedere allo smaltimento del materiale utilizzato per la pulizia e dei rifiuti di imballaggio coinvolti nella fuoriuscita, in base alle norme nazionali per lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti.

Alcuni reagenti contengono sodio azide come conservante. Poiché la sodio azide può reagire con piombo, rame e ottone piombato formando azidi esplosive nelle tubature, si raccomanda di non eliminare reagenti o rifiuti negli scarichi ma di seguire le norme nazionali in materia di smaltimento rifiuti potenzialmente pericolosi.

### Precauzioni operative

Per ottenere risultati affidabili è necessario attenersi strettamente alle presenti Istruzioni per l'uso e seguire scrupolosamente quanto indicato nel manuale operativo dello strumento.

I reagenti forniti nel kit devono essere utilizzati esclusivamente con il sistema *ZENIT RA Analyzer*.

I componenti della cartuccia reagenti non possono essere rimossi dalla cartuccia e riassemblati.

Non usare il kit oltre la data di scadenza.

---

## PREPARAZIONE DEI REAGENTI

---

I reagenti forniti nel kit sono tutti pronti per l'uso.

---

## CONSERVAZIONE E STABILITA' DEI REAGENTI

---

Conservare i reagenti forniti nel kit a 2-8 °C in posizione verticale ed al buio.

In queste condizioni la cartuccia reagenti ed i calibratori non aperti sono stabili sino alla data di scadenza.

La cartuccia reagenti dopo apertura può essere utilizzata per 60 giorni se conservata in frigorifero a 2-8 °C oppure a bordo macchina.

I calibratori dopo apertura possono essere utilizzati per 60 giorni se conservati in frigorifero a 2-8 °C e se la permanenza a bordo non supera le 6 ore per seduta.

Non congelare i reagenti ed i calibratori.

---

## PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

---

Il dosaggio deve essere eseguito su campioni umani di siero e plasma (EDTA).

Si sconsiglia l'uso di campioni lipemici, emolizzati e torbidi.

Se il dosaggio viene eseguito dopo più di 8 ore, separare il siero o il plasma dal coagulo, dai globuli rossi e dalle provette di separazione con gel.

Prima di essere analizzati i campioni possono essere conservati in frigorifero a 2-8 °C per 7 giorni al massimo.

Se il dosaggio viene eseguito dopo più di 7 giorni, conservare i campioni congelati (< - 20 °C).

Evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti.

---

## PROCEDIMENTO OPERATIVO

---

Per ottenere prestazioni analitiche affidabili attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale operativo dello strumento.

### Caricamento dei reagenti

Tutti i reagenti forniti nel kit sono pronti per l'uso.

Prima di inserire la cartuccia reagenti nel sistema, il contenitore delle particelle magnetiche deve essere agitato per rotazione orizzontalmente in modo da favorire la risospensione delle particelle. Eseguire l'operazione evitando la formazione di schiuma.

Posizionare la cartuccia reagenti nell'area reagenti dello strumento utilizzando l'apposita guida e lasciare in agitazione per almeno 30 minuti prima dell'uso.

Il posizionamento della cartuccia reagenti determina contemporaneamente la lettura del codice a barre identificativo. In caso di danneggiamento dell'etichetta della cartuccia o in caso di mancata lettura, i dati identificativi della cartuccia reagenti possono essere inseriti manualmente.

Lo strumento mantiene automaticamente in agitazione continua le particelle magnetiche.

Se la cartuccia reagenti viene rimossa dallo strumento, conservarla verticalmente al buio a 2-8 °C.

#### Caricamento dei calibratori e dei controlli

I calibratori ed i controlli ZENIT RA sono pronti per l'uso. Lasciare i calibratori ed i controlli a temperatura ambiente per 10 minuti ed agitare delicatamente il contenuto, manualmente o mediante vortex, evitando la formazione di schiuma. Non capovolgere il contenitore e non togliere il tappo perforatore di chiusura (tappo giallo per i calibratori e tappi verdi o blu per i controlli).

Nel caso i calibratori o i controlli fossero utilizzati per la prima volta, premere il tappo perforatore verso il basso sino a completarne la sua corsa. Con questa operazione la membrana che sigilla il contenitore verrà perforata rendendo possibile il prelievo del liquido contenuto. L'avvenuto abbassamento del tappo perforatore è segnalato dalla contemporanea copertura della fascia di colore rosso presente nel lato superiore dell'etichetta (Fig. 1 – Contenitore sigillato e Contenitore perforato).

Nel caso i calibratori o i controlli fossero già stati utilizzati, il contenitore sarà provvisto del tappo superiore (tappo bianco) e la fascia rossa dell'etichetta sarà coperta.

Sullo strumento devono essere caricati esclusivamente i contenitori senza tappo superiore (tappo bianco) e con la fascia rossa dell'etichetta coperta (Fig. 1 – Contenitore perforato).


Inserire nello strumento i calibratori o i controlli nell'area campioni dopo lettura del bar code. I dati del bar code possono essere inseriti anche manualmente in caso di danneggiamento dell'etichetta o in caso di mancata lettura.

I valori della concentrazione degli anticorpi IgG anti-ANA presente nei calibratori o nei controlli sono registrati nel DATA DISK ed automaticamente trasferiti nell'analizzatore. In caso di mancato trasferimento dei dati è possibile il loro inserimento manuale.

Al termine della seduta i contenitori dei calibratori e dei controlli devono essere chiusi con gli appositi tappi superiori (tappi bianchi) e trasferiti a 2-8 °C sino al loro successivo impiego (Fig. 1 – Contenitore chiuso).

I calibratori possono essere utilizzati per un massimo di quattro volte.

Figura 1: Layout contenitore



### Caricamento dei campioni

Identificare i campioni utilizzando il lettore di bar code ed inserirli nello strumento, nell'apposito contenitore. In caso di mancanza del bar code sul campione o in caso di mancata lettura, i dati identificativi del campione possono essere inseriti manualmente.

Selezionare per ogni campione i parametri richiesti.

### Calibrazione

Lo strumento *ZENIT RA Analyzer* utilizza una curva di calibrazione (lineare), calcolata utilizzando le risposte ottenute dal dosaggio dei calibratori.

Per eseguire la calibrazione analizzare in triplicato i due calibratori A e B ed in singolo i controlli. I valori di concentrazione ottenuti con i controlli permettono di validare la nuova calibrazione.

Una volta che la calibrazione sia stata accettata e memorizzata, tutti i campioni successivi possono essere analizzati senza ulteriore calibrazione, tranne nei seguenti casi:

- quando è caricata a bordo dello strumento una cartuccia reagenti con un nuovo lotto;
- quando i valori dei controlli non rientrano nell'intervallo di accettabilità;
- quando è eseguita la procedura di manutenzione dello strumento;

La validità della calibrazione per il kit *ZENIT RA ANA Screen* è di 15 giorni.

La gestione della ricalibrazione è attuata in automatico dallo strumento.

### Dosaggio

Premere il tasto di avvio.

1. Il sistema aspira 100 µL di Diluente Campioni, 20 µL di Particelle Magnetiche, 100 µL di Diluente Campioni e 6 µL di campione o controllo (per i calibratori il siero positivo è fornito prediluito con il Diluente Campioni ed il volume prelevato è di 106 µL). Le soluzioni e la sospensione aspirate sono dispensate nella cuvetta di reazione.
2. La cuvetta di reazione è incubata nel rotore a 37 °C per 10 minuti.
3. Dopo questa fase di incubazione, le particelle magnetiche sono separate e lavate.
4. Nella cuvetta vengono dispensati 200 µL di coniugato.
5. La cuvetta di reazione è incubata nel rotore a 37 °C per 10 minuti.
6. Dopo questa ultima fase di incubazione, le particelle magnetiche sono separate e lavate e la cuvetta viene trasferita nella camera di lettura.
7. La quantità di coniugato legato alla fase solida, espressa in RLU, è direttamente proporzionale alla concentrazione di IgG anti-ANA presente nel campione.
8. Le risposte ottenute sono interpolate sulla curva di taratura e trasformate in Index.

---

## CONTROLLO QUALITA'

---

Per assicurare la validità del dosaggio, sieri di controllo a differenti livelli di concentrazione (almeno un siero negativo ed un siero positivo) devono essere misurati ogni giorno in cui si esegue il dosaggio.

Se il proprio laboratorio richiede, per la verifica dei risultati del dosaggio, un uso più frequente o un numero più elevato di controlli, seguire le procedure del controllo qualità ivi stabilite.

Se vengono utilizzati i sieri di controllo ZENIT RA, i valori medi attesi ed i limiti di accettabilità sono quelli riportati nel DATA DISK presente anche nella confezione dei controlli.

Qualora venissero utilizzati sieri di controllo diversi, è necessario, prima del loro impiego, definire i valori attesi con reagenti e sistema ZENIT RA.

Qualora il valore dei controlli non rientri nel range di accettabilità specificato, i relativi risultati del dosaggio non sono validi ed i rispettivi campioni devono essere rianalizzati.

In questo caso è necessario eseguire prima della ripetizione del dosaggio una procedura di ricalibrazione.

---

## CALCOLO ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

---

### Calcolo dei risultati

La concentrazione degli anticorpi IgG anti-ANA presente nei campioni in esame è calcolata automaticamente dal sistema. I valori possono essere visualizzati mediante lettura sul video o attraverso stampa.

Le concentrazioni sono espresse in Index.

Il calcolo della concentrazione di analita nel campione avviene attraverso lettura della risposta ottenuta per ogni campione su una curva di calibrazione calcolata periodicamente utilizzando le risposte ottenute nel dosaggio dei calibratori.

Per informazioni dettagliate su come il sistema calcola i risultati, consultare il manuale operativo del sistema.

### Interpretazione dei risultati

I risultati dei campioni possono essere interpretati nel seguente modo:

---

| INDEX | Interpretazione   |
|-------|---|
| < 1.0 | Il campione è da considerare Negativo per la presenza di IgG anti-ANA |
| ≥ 1.0 | Il campione è da considerare Positivo per la presenza di IgG anti-ANA |

---

I valori sopra riportati sono da considerare solo valori suggeriti. Ciascun laboratorio deve stabilire i propri intervalli di riferimento.

---

## LIMITI DEL DOSAGGIO

---

Per scopi diagnostici, i risultati ottenuti con il kit *ZENIT RA ANA Screen* ed il sistema *ZENIT RA Analyzer* devono essere utilizzati unitamente agli altri dati clinici e di laboratorio a disposizione del medico.

La contaminazione batterica dei campioni e l'inattivazione al calore possono influenzare il risultato del dosaggio.

Gli anticorpi eterofili presenti nei campioni di siero umano possono reagire con i reagenti a base di immunoglobuline, causando interferenze nei dosaggi immunologici in vitro. Questi campioni possono dar luogo a valori anomali se analizzati con il kit *ZENIT RA ANA Screen*.

---

## VALORI ATTESI

---

Sono stati analizzati i campioni di 80 donatori selezionati casualmente per verificare la presenza di anticorpi IgG anti-ANA.

77 campioni sono risultati negativi, con un valore medio di 0.4 Index ed una deviazione standard di 0.15 Index.

Con i risultati ottenuti è stato calcolato il "Limit of Blank" (LoB = il più alto valore che possiamo attenderci in una serie di campioni che non contengono l'analita). Il "Limit of Blank", determinato come 95° percentile della popolazione negativa, è risultato pari a 0.6 Index con il Lotto di reagenti n. 1.

---

## PRESTAZIONI

---

Avvertenza: i dati presentati non rappresentano le specifiche di funzionamento del kit, ma costituiscono evidenza sperimentale di come il kit funzioni entro tali specifiche nel modo previsto dal produttore.

### Precisione e Riproducibilità

La precisione e riproducibilità del kit *ZENIT RA ANA Screen* sono state valutate impiegando un protocollo basato sulle linee guida del documento EP5-A2 del Clinical and Laboratory Standards (CLSI).

La **precisione** è stata calcolata analizzando i risultati di 20 replicati di tre sieri (uno negativo e due positivi), eseguiti con due diversi lotti di reagenti, nella stessa seduta sperimentale.

La concentrazione del siero anti-ANA IgG negativo (NC) è risultata compresa nell'intervallo da 0.2 a 0.3 Index e da 0.3 a 0.3 Index rispettivamente con il Lotto di reagenti n. 1 e n. 2.

In Tabella si riportano i risultati ottenuti con i 2 sieri positivi.

| Campione | Reagenti Lot. no. | Concentrazione media (Index) | SD   | CV % |
|----------|-------------------|------------------------------|------|------|
| PB       | 1                 | 2.3                          | 0.11 | 4.8  |
|          | 2                 | 2.2                          | 0.04 | 1.8  |
| PC       | 1                 | 3.9                          | 0.12 | 3.1  |
|          | 2                 | 3.7                          | 0.15 | 4.1  |

La **riproducibilità** è stata calcolata analizzando i risultati della determinazione di dieci sieri ANA negativi e di otto sieri ANA positivi con differenti specificità eseguita in singolo, in 34 sedute diverse, con due diversi lotti di reagenti.

In Tabella si riportano i risultati ottenuti con i sieri ANA negativi:

| Campione | Concentrazione media (Index) | Range     |
|----------|------------------------------|-----------|
| ANA-1    | 0.2                          | 0.1 ÷ 0.2 |
| ANA-2    | 0.2                          | 0.1 ÷ 0.2 |
| ANA-4    | 0.1                          | 0.0 ÷ 0.2 |
| ANA-5    | 0.2                          | 0.1 ÷ 0.3 |
| ANA-6    | 0.2                          | 0.2 ÷ 0.3 |
| ANA-7    | 0.1                          | 0.1 ÷ 0.2 |
| ANA-8    | 0.2                          | 0.1 ÷ 0.3 |
| ANA-9    | 0.1                          | 0.0 ÷ 0.2 |
| ANA-10   | 0.2                          | 0.1 ÷ 0.3 |
| ANA-11   | 0.1                          | 0.1 ÷ 0.2 |

Nella seguente Tabella si riportano i risultati ottenuti con i sieri ANA positivi:

| Campione | Concentrazione media (Index) | CV % |
|----------|------------------------------|------|
| ANA-P1   | 3.5                          | 4.9  |
| ANA-P2   | 3.6                          | 7.8  |
| ANA-P3   | 4.0                          | 8.5  |
| ANA-P4   | 2.9                          | 8.6  |
| ANA-P5   | 4.6                          | 7.8  |
| ANA-P6   | 2.9                          | 5.5  |
| ANA-P7   | 3.2                          | 8.1  |
| ANA-P8   | 4.4                          | 8.6  |

Specificità Analitica: Interferenze

Uno studio basato sulle linee guida del documento EP7-A2 del CLSI ha dimostrato che le prestazioni del dosaggio non sono influenzate dalla presenza nel campione delle sostanze potenzialmente interferenti elencate nella seguente tabella, sino alla concentrazione sperimentata.

| Sostanze Potenzialmente Interferenti | Massima concentrazione sperimentata |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Bilirubina libera                    | 13.3 mg/dL                          |
| Bilirubina coniugata                 | 18.0 mg/dL                          |
| Emoglobina                           | 666.6 mg/dL                         |
| Acidi grassi                         | 2000.0 mg/dL                        |

L'uso di campioni lipemici, emolizzati o torbidi viene comunque sconsigliato.

Sensibilità e Specificità Relative

La presenza di anticorpi anti-ANA IgG è stata determinata utilizzando il kit *ZENIT RA ANA Screen* ed un metodo di dosaggio ELISA anti-ANA disponibile in commercio in 398 campioni. 16 campioni hanno dato luogo a risultati discordanti tra il dosaggio ZENIT RA ed il dosaggio ELISA disponibile in commercio.

La **concordanza relativa** è risultata pertanto essere pari al 96.0 % (382/398).

La **sensibilità relativa** è risultata pari al 96.0 (166/173).

La **specificità relativa** è risultata pari al 96.0 % (216/225).

## BIBLIOGRAFIA

1. CA von Mühlen, EM Tan. Autoantibodies in the diagnosis of systemic rheumatic diseases. *Sem Arthr Rheum* 1995; 24: 323-58.
2. RL Humbel. Auto-immunité, auto-anticorps et maladie. In : Humbel RL, ed. *Autoanticorps et maladies autoimmunes*, Paris, France : Edition Scientifiques Elsevier; 1997: 17-20.
3. PN Hollingsworth, SC Pummer, RL Dawkins. Antinuclear antibodies. In: Peter JB, Shoenfeld Y, eds. *Autoantibodies*. Amsterdam, The Netherlands : Elsevier Science BV; 1996: 74-90.
4. CA Slater, RB Davis, RH Shmerling. Antinuclear antibodies testing. A study of clinical utility. *Arch Int Med* 1996; 156: 1421-5.

5. RL Humbel. Detection of antinuclear antibodies by immunofluorescence. In : van Venrooij, Maini RN eds. Manual of biological markers of disease. Dordrecht, the Netherlands : Kluwer; 1993: A2:1-16.
6. National Committee for clinical Laboratory Standarditation. Quality assurance for the indirect immunofluorescence test for autoantibodies to nuclear antigen ( IF-ANA ). Approved guideline. Wayne, PA: NCCLS I/LA2-A, vol 16(11); 1996.
7. C Vitali , S Bombardieri , R Jonsson, H Moutsopoulos , E Alexander, S Carsons, T Daniels, P Fox, R Fox, S Kqassan, S Pillemer, N Tadal, and M Weisman. Classification criteria for Sjögren's syndrome : a revised version of the European criteria proposed by the American-European Consensus Group. Ann Rheum Dis. 2002 June; 61 (6): 554-558.
8. M Petri. Review of Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. Rheumatic Disease Clinics of North America; volume 31,issue 2, May 2005, Pages 245-254. Systemic Lupus Erythematosus.
9. FW Miller, LG Rider, PH Plotz, DA Isenberg and CV Odds. Diagnostic criteria for polymyositis and dermatomyositis. The Lancet, Volume 362, Issue 9397, 22 November 2003, page 1763.
10. K Tanimoto, K Nakano, S Kano, S Mori, H Ueki, H Nishitani, et al. Classification criteria for polymyositis and dermatomyositis. J Rheumatology 1995; 22: 668-74.
11. EC Leroy, C Black, R Fleishmajer, S Jablonska, T Krieg, TA Medsger, et al. Scleroderma (systemic sclerosis) : classification, subsets, and pathogenesis. J Rheumatol 1996; 23: 2055-62.
12. JG Walker, J Pope, M Bron, S LeClercq, M Hudson, S Taillefer, SM Edworthy, O Nadashkevich and MJ Fritzler. The development of systemic sclerosis classification criteria. Clinical Rheumatology 2007; 26,9, 1401-1409.
13. JM Amigues, A Cantagrel, M Abbal, B Mazieres. Comparative study of 4 diagnosis criteria sets mixed connective tissue diseases in patients with anti-RNP antibodies. J Rheumatol 1996;23: 2055-2062.



**TECHNOGENETICS S.r.l.**  
Viale Casiraghi 471  
20099 – Sesto San Giovanni (MI) - Italia

## ITALIA

### Distribuito da

A. Menarini Diagnostics Srl

Via Lungo L'Ema 7 – 50012 Bagno a Ripoli - Firenze

Tel. 055 56 80 422 - Fax 055 56 80 905

[www.menariniagnostics.com](http://www.menariniagnostics.com)